



L'autocontrôle de la coagulation en toute simplicité!

Les systèmes CoaguChek ont été spécialement conçus pour les professionnels de la santé et leurs patients afin de leur permettre d'analyser en tout lieu les niveaux de coagulation (PT/INR) lors de traitements d'urgence ambulatoires ou lors d'un contrôle de routine dans une salle d'hôpital et/ou chez le médecin.

Les résultats sont connus immédiatement !

- Sécurité accrue – grâce à une plus grande fréquence des tests
- Autonomie accrue – tests réalisables à tout moment et en tous lieux
- Confiance accrue – grâce à des résultats fiables et rapides

L'autocontrôle de la coagulation est simple. Le système CoaguChek® INRange vous permet de mesurer vos valeurs INR de façon simple, fiable et confortable à partir d'une toute petite goutte de sang. • Simplicité et rapidité Un nombre réduit de manipulations pour un résultat en l'espace d'une minute • Sécurité et précision Vous obtenez des résultats fiables car vous pouvez vous fier aux fonctions de contrôle intégrées du dispositif et de la bandelette réactive. • Meilleure vue d'ensemble du traitement Des rapports de résultats avec vue d'ensemble sous forme chronologique et de graphique directement affichés sur le dispositif ou à imprimer facilement par l'intermédiaire d'un PC et à apporter lors de la consultation avec votre médecin

Quatre étapes simples

1. **Introduire une bandelette réactive dans le lecteur (le système CoaguChek® INRange se met alors automatiquement en marche)**
2. **Obtenir une gouttelette de sang au bout du doigt à l'aide de l'autopiqueur CoaguChek® Softclix®**
3. **En l'espace de 15 secondes, appliquer la gouttelette de sang sur la bandelette (sur le côté ou sur le dessus)**
4. **Au bout d'une minute, la valeur INR est affichée à l'écran**



Fourquepire 11 B-7890 ELLEZELLES
Tél: +32 68 44 78 65 Fax: +32 68 44 91 51
E-mail: info@medilor.be WEB: www.medilor.be

Boite de 24 bandelette Coagucheck