

Aérosol OMRON C28 PRO (système à compresseur)

Le CompAir d'OMRON est un nébuliseur à compresseur puissant et optimisé pour assurer une inhalation encore plus efficace. Le nébuliseur est facile à nettoyer et à désinfecter. Il peut être utilisé par les enfants comme par les adultes.

- Caractéristiques du CompAir C28 d'OMRON
- Nébuliseur à compresseur professionnel
- Facile à nettoyer et à désinfecter
- Nébulisation silencieuse
- Efficacité de nébulisation élevée
- Design compact
- DMM (diamètre médian massique) : 3,0 μ m
- Capacité du réservoir à médicament : 2 ml min. – 7 ml max.
- Débit de nébulisation : 0,5 ml/min
- Dimensions : 17 x 10,3 x 18,2 cm (L x P x H)
- Poids : 1,9 kg



Le CompAir C28 d'OMRON est fourni avec un embout buccal, des masques respiratoires pour enfants et adultes, une mallette de transport et un manuel utilisateur.

Aérosol ARTSANA PROJET (système à ultra sons)

Les ultrasons générés par un transducteur piézoélectrique (quartz) sollicitent le médicament à travers un liquide de conduction (l'eau) à une certaine fréquence. Ces ultrasons créent une énergie en mesure de briser les liens de cohésion des molécules du médicament, ce qui provoque sa nébulisation. Un flux d'air réglable généré par un petit ventilateur permet ensuite de diriger le médicament dans les voies respiratoires grâce aux accessoires fournis.

- Nébulisation par les ultrasons.
- Utilisation très simple.
- Petit et robuste.
- Tout à fait silencieux.
- Rapide et efficace.
- Garantie 2 ans.
- Contenu :
- 1 aérosol Project.
- 1 masque adulte.
- 1 masque enfant.
- kit aérosol : Sonde nasale, embout buccal, tuyau de raccordement.
- 1 notice d'utilisation.



Fourquepire 11 B-7890 ELLEZELLES
Tél: +32 68 44 78 65 Fax: +32 68 44 91 51
E-mail: info@medilor.be WEB: www.medilor.be