


# Aiguilles et Seringues – Becton dickinson

## Boite de 100 aiguilles



# BD

Gauge	Longueur pouces	Dimensions mm x mm	Paroi	Recommandation
16 G	1 1/2"	1,6 x 40	Normale	Transfert
18 G	1 1/2"	1,2 x 40	Mince	Transfert
18 G	2"	1,2 x 50	Normale	Transfert
19 G	1"	1,1 x 25	Normale	Prélèvement IV
19 G	1 1/2"	1,1 x 40	Mince	Prélèvement IV
19 G	2"	1,1 x 50	Mince	Prélèvement IV
20 G	1"	0,9 x 25	Mince	Prélèvement IV
20 G	1 1/2"	0,9 x 40	Mince	Prélèvement IV
21 G	5/8"	0,8 x 16	Normale	Sous-cutané animaux
21 G	1"	0,8 x 25	Mince	Injection IV
21 G	1 1/2"	0,8 x 40	Mince	IM Adultes
21 G	2"	0,8 x 50	Normale	IM Adultes
22 G	1"	0,7 x 25	Mince	Injection IV
22 G	1 1/4"	0,7 x 30	Mince	Injection IV/IM Enfants
22 G	1 1/2"	0,7 x 40	Mince	Injection IV/IM Adultes
22 G	2"	0,7 x 50	Normale	IM Adultes
23 G	1"	0,6 x 25	Mince	Injection IV
23 G	1 1/4"	0,6 x 30	Mince	Injection IV/IM Enfants
24 G	1"	0,55 x 25	Normale	Sous-cutané
25 G	5/8"	0,5 x 16	Normale	Sous-cutané
25 G	1"	0,5 x 25	Normale	Sous-cutané
26 G	3/8"	0,45 x 10	Normale	Sous-cutané/Intradermique
26 G	1/2"	0,45 x 13	Normale	Sous-cutané/Intradermique
26 G	5/8"	0,45 x 16	Normale	Sous-cutané
27 G	1/2"	0,4 x 13	Normale	Sous-cutané/Intradermique
27 G	3/4"	0,4 x 19	Normale	Sous-cutané
30 G	1/2"	0,3 x 13	Normale	Intradermique



**MEDILOR**  
Your Medical Partner