

# ionomat®

APPAREILS DE TRAITEMENT PAR IONOPHORÈSE, DES MAINS, DES PIEDS ET DES AISSELLES

Modèle en vente pour les particuliers et les professionnels, ou hôpitaux pour le traitement anti transpiration des mains des pieds.

Le IONOMAT 1 permet également le traitement des verrues des pieds et des mains



- Directement relié au secteur il ne consomme pas de piles ou n'utilise pas d'accumulateurs
- Annule automatiquement le courant au bout de 20 minutes ou 30 minutes,
- Utiliser seul l'appareil pour les mains ( il est facile de préréglager le courant), , ou pour les pieds,
- Possibilité de retirer votre main (par la paume) à tout moment grâce au courant pulsé
- La position "verrue" permet par l'ajout de salicylate de sodium le traitement quasi indolore de verrues des mains ou des pieds
- Des électrodes pour aisselles sont également proposées
- Ionomat® est de conception et de fabrication française

- Deux tailles de bacs, 2 litres (30cm x 20 cm ) pour les mains ou les pieds jusqu'à taille 43 ou en option 3 litres ( 35cm x 23 cm ) pour les pieds à partir de taille 44.
- Affichage LCD donnant la polarité et le dixième de mA
- Classe de consommation A
- Signaux pulsés à 10kHz