

Audiomètre *ELECTRONICA TECHNOLOGIES* AudiTest

Le dépistage portable par excellence

Diagnostic Ambulatoire

L'audiomètre de dépistage manuel AudiTest est un appareil portable qui a été conçu pour un diagnostic ambulatoire des capacités auditives.

Sa taille et son ergonomie permettent de l'utiliser d'une seule main.

L'audiomètre AudiTest permet de réaliser des diagnostics précis grâce sa gamme de fréquences étendue et au réglage du niveau sonore par palier de 5dB.

Il permet une émission de son "pulsé" en plus d'une émission de son "continu".

Arrêt automatique lorsque l'appareil n'est pas utilisé durant 3 minutes consécutives.

Données affichées sur l'écran LCD :

- Fréquence et intensité,
- Mode de stimulus,
- Etat de charge des piles,
- Emission du son.

Alimentation : 2 piles 1,5V

Audiomètre ambulatoire AudiTest livré avec :

- casque Sennheiser,
- 2 piles AA
- mode d'emploi sur mini CD
- trousse de transport.



Audiomètre *ELECTRONICA TECHNOLOGIES* AudiTest

Caractéristiques de l'audiomètre numérique Electronica 9000

Niveau sonore réglable : -10 dB à 100 dB

Niveau de sortie maximale : 100 dB

Incrément de niveau : 5 dB

Echelle audiométrique : HLdB

Gamme de fréquences de l'audiomètre : 125 Hz à 8 KHz (11 valeurs)

Bouton réponse patient : Non

Connexion PC : Non

Structure : Boîtier ABS

Casque Sennheiser léger, confortable, haute isolation phonique.

Poids (audiomètre seul) : 155 grammes

Dimensions (L x l x H) : 79 x 122 x 33 mm

Transport / Rangement : trousse fournie

Alimentation : 2 piles 1,5V AA

Sécurité : Type Classe 4, aux normes dépistage et contrôle EN 60645-1

