



## Sachet et rouleaux\* de stérilisation

Sachets (pochettes laminés avec soufflet + autocollant) 9 cm \* 25 cm (/200)

Sachets (pochettes laminés avec soufflet + autocollant) 14 cm \* 26 cm (/200)

Sachets (pochettes laminés avec soufflet + autocollant) 19 cm \* 330 cm (/200)

Sachets (pochettes laminés avec soufflet + autocollant) 19 cm \* 400 cm (/200)

Rouleau\* StériDual ECO à soufflets 10 cm \* 200 mètres

Rouleau\* StériDual ECO à soufflets 15 cm \* 200 mètres

Rouleau\* StériDual ECO à soufflets 20 cm \* 200 mètres

3M™ Comply™ Indicator Tape

## Thermosoudeuse mécanique

Thermosoudeuse manuelle avec contrôle électronique de la température.

La soudure obtenue reste parfaitement uniforme en largeur et en profondeur.

- Soudage en cycle continu.
- Avec porte rouleaux et barre de découpe.
- Température constante.
- Mise en route rapide.
- Faible consommation en énergie
- Dimension 460 (L) x 400 (l) x 170 (h). Poids : 8 kg.



MODELE Mécaniques	Largeur max
Thermosoudeuse Midmark	450 mm

## Thermosoudeuse automatique

- Automatique avec monitoring constant de la T° par microprocesseur
- Contrôle digital
- Protection contre la surchauffe
- Dimensions: L 555 x P 250 x H 145 mm - Poids: 14 kgs
- Bande de soudage: 12 mm



MODELE Automatique	Largeur max
Thermosoudeuse TECNOSEAL	450 mm

*La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !*