

## SECA 725

La détermination du poids exact à l'aide des poids coulissants de cette balance est un jeu d'enfant. Le plateau délicatement incurvé assure une pesée en toute sécurité. Un réglage du zéro garantit dans tous les cas la détermination fiable du poids net.



- Design classique et mécanisme de précision de qualité supérieure.
- Détermination exacte du poids grâce à la fonction de remise à zéro.
- Nacelle délicatement incurvée pour un maximum de sécurité.
- Mobile et facile à entretenir.

- Capacité : 16Kg 35lbs.
- Graduation par 5g ; 1/4oz.
- Dimensions 550X180X290mm.
- Poids de 6,4 Kg.
- Fonction : Réglage du zéro.