

## SECA 834

Pèse-bébé électronique calibré avec graduation précise et pèse-personne plat pour enfants, multifonctionnel et très pratique.



- Doté d'un plateau confortable et d'une graduation précise de 10 g.
- Peut, être converti en pèse personne plat pour enfants dont le poids n'excède pas 20 kg.
- La nacelle est reliée au corps de la balance par un dispositif d'arrêt qui assure la pesée en toute sécurité d'un bébé.
- Fonction BMIF (Breast Milk Intake Function), une fonction de contrôle d'allaitement qui permet de déterminer avec précision la quantité de lait ingérée.
- Robuste et pourtant légère, cette balance est facilement transportable et conviviale grâce à ses touches dont les fonctions sont intuitives.

- Capacité : 20kg.
- Graduation par 10g (par 20g au dessus de 10Kg).
- Alimentation par piles.
- Classe d'étalonnage : IIII.
- Dimensions 552X156X341mm.
- Poids de 2,5 Kg.
- Fonction : extinction automatique, TARE, mesure mobile, BMIF, Auto-HOLD, Commutation kg/lbs.