

SECA 334

Le pèse-bébé électronique Seca 334 a tout ce qu'il faut pour faciliter le travail quotidien dans les cabinets de consultation et les hôpitaux.



- Fonction de contrôle d'allaitement (BMIF – Breast Milk Intake).
- Maniable et léger, pour une utilisation médicale mobile.
- Nacelle confortable.
- Affichage LCD de grande taille bien lisible.
- Amortissement automatique pour des résultats fiables.
- **Toise seca 232 et appui-tête 419 en option.**

- **Capacité : 20kg.**
- **Graduation par 5g (par 10g au dessus de 10Kg).**
- **Alimentation par piles/ Bloc secteur en option.**
- **Dimensions 638X105X300mm.**
- **Poids de 2,8 Kg.**
- **Fonction** : extinction automatique, TARE, BMIF, Auto-HOLD.