

SECA 807



*Balance électronique classique
SECA aux dimensions extra
plates.*

- **Capacité : 150Kg.**
- **Graduation par 100g.**
- **Alimentation par piles.**
- **Taille : 310x37x310 mm.**
- **Poids : 2Kg.**
- **Fonction :** activation par effleurement Tip-on / fonction Tip-on, extinction automatique, Commutation kg/lbs/sts, Step-Off, Auto-HOLD.

- Quatre cellules de pesée de construction spéciale.
- Qualité supérieure de la plateforme de verre.
- Capteur de force en acier inoxydable.
- Grand Ecran LCD.