

## SECA 703 et 704



*De l'enfant en bas âge jusqu'aux patients souffrant d'adiposité, le nouveau modèle Seca 703/704 sait vraiment tout faire. Et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de déterminer le BMI et la taille.*

- Connexion possible au réseau grâce à la technologie sans fil Seca 360° wireless.
- Technologie Seca offrant une pesée précise et extrêmement fiable avec une capacité 250 kg.
- Fonctions BMI, pré-TARE, HOLD, auto-HOLD et TARE-mère.
- Convertible en station de mesure au moyen de toise disponible (220 ou 224) en option.

- **Capacité** : 250Kg (300Kg 704).
- **Graduation** par 50g et par 100g au dessus de 150 Kg.
- **Classe d'étalonnage III** pour la 704.
- **Taille** : 360X930X520mm.
- **Poids** : 15 ,2Kg.
- **Alimentation** : piles/secteur en option.
- **Transmission des données** : technologie sans fil Seca 360° wireless.
- **Fonctions** : TARE, pré-TARE, TARE-mère, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, amortissement, extinction automatique, SEND/PRINT.
- **Compatibilité** : imprimante sans fil 360° wireless advanced Seca 466, imprimante sans fil 360° wireless Seca 465, logiciel Seca analytics 105, adaptateur sans fil 360° wireless USB Seca 456