

SECA 799



La balance seca 799 est LA solution intelligente pour une exploitation flexible d'une balance à colonne

- Capacité : 200Kg.
- Graduation par 100g < 150Kg
- Graduation par 200g > 150Kg
- Classe d'étalonnage III
- Taille : 294X831X417mm.
- Poids : 6,3Kg.
- Alimentation : Pile, bloc secteur en option.
- Fonction : TARE, HOLD, BMI, changement de sensibilité, extinction automatique

- Pourvue d'une fonction BMI (indice de masse corporelle) qui compare la taille et le poids du patient, fournissant ainsi les informations essentielles requises
- La fonction HOLD maintient le résultat affiché à l'écran quand le patient descend de la balance.
- La fonction TARE permet de soustraire les poids additionnels.
- La batterie intégrée, ne nécessite pas de prise murale.
- Une balance polyvalente se doit d'être également facile à transporter – **c'est pourquoi le modèle seca 799 est doté de roulettes qui permettent à l'utilisateur de le déplacer facilement.**
- Faible consommation d'énergie