

## SECA 763 et 764



Après la mesure et la pesée, les deux valeurs sont affichées sur deux modules LCD intégrés à la console. A partir des valeurs déterminées, la Seca 764 calcule directement l'indice BMI de la personne sur simple pression d'une touche. Cette balance vous convaincra par son entière autonomie.

**Capacité : 250Kg.**

**Graduation par 50g ; 100g pour la 764**

**Classe d'étalonnage III pour la 764.**

**Toise de 110 à 200cm.**

**Graduation de la toise par 1mm.**

**Taille : 360X2150X690mm.**

**Poids : 20Kg.**

**Alimentation : Bloc secteur.**

**Fonction :** Commutation kg/lbs/sts, Commutation cm/inch, roulettes de transport, toise, TARE, protection contre les surcharges, impression de la date et de l'heure, HOLD, auto-BMI.

- Balance à toise numérique intégrée.
- Détermination du poids, de la taille et du BMI en une seule opération.
- Imprimante thermique intégrée pour une documentation fiable.
- Plateau surbaissé et très grande capacité de 250 kg.
- Roulettes intégrées permettent de déplacer la balance malgré son poids.