



SECA 285

Cette station de mesure complète se distingue par ses deux affichages : l'un sert à la lecture directe de la taille au niveau de l'appuie-tête du curseur et le second se compose de trois lignes indiquant la taille, le poids et le BMI. En outre, la graduation précise de 50 g de la station de mesure seca 285 lui permet de détecter toute modification de la courbe de poids aussi minime soit elle et elle est capable de transmettre tous les résultats grâce au système seca 360° wireless.



Capacité : 300Kg.
Graduation par 50g < 150Kg > 100g
Classe d'étalonnage III
Toise de 30 à 220cm.
Graduation de la toise par 1mm.
Taille : 434x2394x466mm.
Poids : 16Kg.
Alimentation : Bloc secteur et pile
Fonction : TARE-mère HOLD, auto-HOLD, auto-BMI, clear, changement de sensibilité

- De la pédiatrie à la néphrologie en passant par la cardiologie, elle permet non seulement de peser et de mesurer les personnes corpulentes pesant jusqu'à 300 kg, mais également les tout-petits. Ceci grâce à sa large plage de mesure de la taille variant de 30 à 220 cm
- Grâce à un rétroéclairage blanc il est parfaitement lisible quelles que soient les conditions de luminosité, il indique immédiatement le poids, la taille et le BMI calculé automatiquement sur base des données mesurées. Si en plus, vous utilisez la touche de saisie pour entrer le sexe, l'âge et la valeur PAL (Physical Activity Level), il vous sera possible de déterminer la consommation d'énergie au repos et la consommation d'énergie totale.