

SECA 760

Balance mécanique classique au Design épuré et disponible en plusieurs coloris.



- Boitier Blanc ou Noir et nombreux coloris disponibles.
- Bague chromée.
- Plateforme revêtue de caoutchouc naturel rainuré.
- Mécanisme de pesage classique mais précis et robuste.

- Capacité : 150Kg.
- Graduation par 1kg.
- Taille : 303x118x470mm.
- Poids : 3,5Kg.
- Fonction : Réglage du zéro, protection pour le transport.