

SECA 877

Balance médicale mobile légères, solides, faciles à nettoyer et simples d'utilisation. Avec un poids de 4,2 kilos pour plus d'aisance pour le déplacement



- **Capacité : 200Kg.**
- **Graduation par 100g<150Kg> 200g**
- **Taille : 321x60x356mm.**
- **Poids : 4,2Kg.**
- **Fonction : TARE-mère, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique.**
- **Classe d'étalonnage III.**

- La balance est réalisée avec une combinaison de matériaux extrêmement dure garantissant une bonne résistance aux chocs et une excellente hygiène
- Quatre grands pieds réglables stabilisent la balance SECA 877 même sur un sol irrégulier.
- Les nourrissons et peuvent être pesés dans les bras .Il suffit de peser au préalable l'adulte qui le portera. Le tarage de ce poids est alors assuré par la fonction TARE-mère qui peut être activée en appuyant simplement sur le bouton correspondant.