

## SECA 719

*Balance électronique à colonne SECA  
particulièrement stable et robuste.*



- **Capacité : 180Kg.**
- **Graduation par 100g.**
- **Taille : 350X955X435mm.**
- **Poids : 6,1Kg.**
- **Fonction :** activation par effleurement Tip-on / fonction Tip-on, extinction automatique, Commutation kg/lbs/sts, Step-Off, Auto-HOLD.

- Quatre cellules de pesée de construction spéciale.
- Robuste: du plastique ABS, du verre trempé et un renforcement supplémentaire de la jonction entre la base de la balance et sa colonne.
- Capteur de force en acier inoxydable.
- Grand Ecran LCD.