

## SECA 786



*Cette balance à cadran à aiguilles, grand classique de Seca et dont l'efficacité est prouvée depuis des décennies a des caractéristiques cependant très modernes. Le pèse-personne Seca 786 est opérationnelle en toutes circonstances, elle fonctionne sans branchement sur secteur et sans pile. Elle est robuste et détermine le poids avec rapidité, aisance et précision.*

- Capacité : 150Kg.
- Graduation par 500g.
- Taille : 295X910X500mm.
- Poids : 6,9Kg.
- Fonction : réglage du zéro, roulettes de transport.

- Une colonne à hauteur de hanches pour un confort de lecture maximal.
- Un plateau de pesée noir et aux dimensions généreuses.
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique.
- Roulettes de transport.
- **Toise Seca 224 disponible en option** (visible ci-dessus)