

SECA 700



Une précision sans compromis et une technique à toute épreuve sont indispensables pour une balance placée au service quotidien des soins professionnels. C'est précisément avec de telles qualités que cette balance à colonne avec son fléau classique à contrepoids coulissant à hauteur des yeux s'est fait une réputation dans le domaine médical.

- **Capacité : 220Kg.**
- **Graduation par 50g.**
- **Taille : 520X1556X520mm.**
- **Poids : 16 ,2Kg.**
- **Fonction :** réglage du zéro, roulettes de transport.
- **(Option) Classe d'étalonnage III**

- Très grande capacité de 220 kg pour les patients les plus corpulents.
- Large plateau peu élevé.
- Mécanisme commode et lecture facile du poids à hauteur des yeux.
- Construction robuste sur châssis en fonte.
- Roulettes de transport pour une utilisation mobile.