

## SECA 755



*Cette balance à colonne à cadran rond est dotée d'une fonction qui la distingue des autres balances mécaniques : pendant la pesée, elle détermine directement l'indice de masse corporelle ou BM*

- Capacité : 160Kg.
- Graduation par 500g.
- Taille : 360X1000X628mm.
- Poids : 18,1Kg.
- Fonction : réglage du zéro, BMI.

- Doté d'un «disque BMI» dont la rotation est couplée au plateau de la balance.. Cette échelle permet de lire directement l'indice BMI. Les secteurs de couleur du disque BMI permettent d'interpréter le résultat
- Plateau bas et grand cadran pour une visibilité accrue
- Plateau revêtu d'un tapis de caoutchouc anti dérapant