

Brancard pliable en toile renforcée

- 4 poignées en plastique
- Toile résistante renforcées aux extrémités, robuste et lavable.
- 4 pieds en aluminium
- Pliable en 4
- Sac de transport en option

Dimensions: 185x55x14cm



Brancard d'urgence fixe à 4 roues

- Construit en tube rond d'acier chromé
- Partie supérieure amovible pour entretien facile
- Matelas rembourré en tissu plastifié ignifuge et lavable
- 4 roues de 10cm dont 2 avec freins

Dimensions: 180x60x80cm



Brancard classique à 4 roues conçu pour les situations d'urgence

- Bâti en aluminium extra résistant
- Conçu pour 1 seul brancardier avec 2 poignées au 2 extrémités
- Hauteur ajustable en 5 positions
- Sellerie amovible
- Roues de 12,5cm dont 2 pivotantes et 2 avec freins.

Dimensions déplié: 195x52x80cm

Dimensions au sol: 195x52x20cm

Poids 29kg

Charge max: 180kg

