

Brancard ELINEO

Maniable, modulable, sécurisé, facile d'usage et offrant un confort optimal pour vos patients, ELINEO, le nouveau brancard de transfert vous apporte les fonctions essentielles dont vous avez vraiment besoin.



- Hauteur variable de 57 à 90cm (sans matelas)
- Commandes d'élévation facile à manipuler des 2 cotés du brancard
- Grand espace de rangement sous le plan de couchage (en accessoire)
- Ultra maniable: grande facilité de déplacement
- Mise en place des barrières faciles et sécurisées
- Barres de poussée disponibles en standard côté tête et côté pied
- Plan de couchage disponible en 4 dimensions et en 2 épaisseurs de matelas (selon version)
- 5em roue nouvelle génération pour une meilleure adhérence et efficacité (en option)
- Matelas amovible, étanche et antiallergique
- Structure simple sans aspérité et facile à nettoyer

- Proclive / Déclive accessible par commande bilatérales
- Structure en acier, revêtement époxy polyester gris nuage
- Plan dur en résine radio transparent compatible C-arm
- 4 roues de 20cm avec freinage centralisé, dont 2 directionnelles côté tête (commandes aux 4 coins)
- Dossier relevable par double vérin à gaz
- 4 pare-chocs latéraux + bandes de protection latérale
- 4 supports accessoires
- Barrières repliable sous le niveau de couchage