

MONITEUR SMART 1

Le moniteur de surveillance SMART 1 est d'une conception simple et performante.
Il permet la surveillance de la fréquence cardiaque du fœtus et des contractions de la mère

Pratique à transporter

- Compact, léger et portable
- Capteur ultrasons très précis, mesure externe des contractions utérines
- Affichage LED et guide d'utilisation rapide
- Grande impression sur format A4 - Papier - 21,5 cm x 30 m



Cardiotocographe SMART 1



medical **ECONET**
GERMANY

Livré avec:

- 1x capteur US
- 1x capteur CU2
- 2x sangles CTG
- 1x papier pour imprimante
- 1x bouteille de gel à ultrasons,
- 1 xcâble d'alimentation
- 1x manuel d'utilisation



 **MEDILOR**
Your Medical Partner