

## Moniteur Foetal F2 / F3 EDAN

Avec son design élégant, écran couleur lumineux, et des fonctionnalités améliorées, le moniteur foetal F2/F3 répond aux besoins des services obstétriques dans les cliniques et les hôpitaux.

Le F2/F3 est étonnamment léger et portable, ce qui le rend également approprié pour le service ambulatoire.

Avec les dernières technologies de EDAN, le F2/F3 offre un vaste ensemble de paramètres de surveillance tels que FHR, TOCO, DECG, IUP et mouvements du fœtus.

### Pratique à transporter

compact, léger et portable

Longue durée de vie batterie Li-ion pour le service ambulatoire

### Facile à lire et à utiliser

5.6" écran pliable monochrome (F2) ou TFT couleur (F3)

Grand affichage numérique avec ondes

Flux de travail simple avec boutons en silicone pour les opérations

Technologie de détection avancée FHR

Signaux de vérification Overlap pour différencier les jumeaux FHR

Indicateur de qualité du signal de FHR permet d'optimiser la position couchée

### Options flexibles d'impression

Imprimante thermique intégrée

Imprime sur papier thermique de 150/152 mm

Impression en temps réel à vitesse de 1,2 ou 3cm par min

Impression rapide de l'historique à la vitesse de 15mm/sec

### Puissant Data Management

Mémoire de 60 heures intégrée pour une surveillance transparente

Réseau MFM-CNS pour la surveillance à distance

Option: Logiciel Insight pour la gestion des données sur PC

Port USB pour agrandir la capacité de stockage



**Cardiotocographe gémellaire Edan F2**

**Cardiotocographe gémellaire Edan F3 (TFT couleurs)**



### Livré avec:

2x capteur US

1x capteur TOCO

3x sangles CTG

1x papier pour imprimante

1x bouteille de gel à ultrasons,

1x câble d'alimentation

1x manuel d'utilisation

