

Cryothérapie - Cryoalfa LUX



Le Traitement haute technologie des lésions cutanées au cabinet et à domicile.

Efficace et rapide : 10 secondes suffisent pour congeler une surface d'un diamètre 8 mm sur une profondeur de 3 à 4 mm.

Sans risque : le traitement est quasiment indolore.

L'appareil dispose d'un régulateur de débit permettant d'interrompre immédiatement l'application

Cryoalfa LUX

- La cryothérapie rapide, facile et efficace
- Appareil polyvalent
- **Têtes amovibles et interchangeables**
- Cartouche démontable (même sous pression !) avec valve intégrée
- Traitement rapide facile et fiable des lésions cutanées
- Délimitation très précise de la surface à traiter
- Sûr et précis pour l'utilisateur et le patient
- Excellente tolérance chez les patients notamment chez les enfants
- T° constante de -89°C N_2O (protoxyde d'azote)
- Bouton d'obturation ON/OFF
- **Garantie totale : 2 ans**

Cryoalfa LUX (avec 2 têtes)



Le Cryoalfa Lux est livré avec:

- 1 tête Cryoalfa
- 1 buse en vitrocéramique 1 mm
- 1 buse en vitrocéramique 4 mm
- 1 cartouche à valve 16 g
- 1 mallette de transport rigide
- 1 mode d'emploi

Le Cryoalfa LUX est le modèle de pointe de la gamme d'applicateurs de cryothérapie Cryoalfa pour la destruction ciblée de tissus cutanés lésés. Cet instrument réutilisable se compose d'une buse de projection amovible, d'une tête et d'une cartouche de protoxyde d'azote. De nombreuses buses de longueur et de diamètre variables sont disponibles selon l'utilisation désirée : dermatologie, cosmétique, soins dentaire, gynécologie, proctologie...



CRYOALFA LUX pour le traitement des lésions cutanées

La CRYOTHERAPIE détruit le nodule rugueux qui constitue la verrue, tout en laissant intactes les structures fibreuses saines.

Le stylo CRYOALFA S est d'une utilisation **extrêmement simple et sans danger** grâce à son régulateur de débit faisant effet de clapet d'arrêt On/Off.

Livré avec une recharge à valve de 16 grammes utiles (sans perte d'énergie, ni de perte de N_2O).



Cartouche recharge 16g N_2O
Cartouche recharge 25g N_2O

