

Dermatoscope Episcopes

Les lésions cutanées sont souvent difficiles à diagnostiquer par leur simple aspect. Mais ils ont des conséquences potentiellement dangereuses.

Le Welch Allyn épiscopes est un microscope à la pointe de la technologie comportant un système optique de grossissement 10X qui fournit plus de détails pour aider à la détection précoce des lésions cutanées suspectes.

- *Plaque contact graduée avec graduation millimétrée pour mesurer et observer les modifications de taille.*
- *Brochure explicative gratuite pour les patients.*
- *Conçu pour différencier les modifications de la pigmentation comme le carcinome basocellulaire et les mélanomes malins.*
- *La tête de l'épiscopes est facilement autoclavable pour réduire le risque de contamination.*
- *Large anneaux de mise au point qui permet d'adapter très facilement votre vision.*



- **Optique grossissant 10 fois.**
- **Lumière halogène.**
- **Compatible avec tous les manches WelchAllyn 3,5v**
- **Portée de focale (correction): $\pm 5D$.**
- **Distance focale: 25mm.**