

Mic-Fi

MicFi est un petit microscope numérique simple d'utilisation avec transmission Wi-Fi. Grâce au logiciel fournis, vous pouvez capturer des images et des vidéos, mesurer et stocker à la fois à partir du PC et Smartphone et tablette.

- Fonctionne sur batterie Li-Ions
- Grossissement de 5x à 200x
- Microscope numérique à lumière polarisée ou lumière blanche et UV
- Fournis avec son logiciel pour capturer des images et des vidéos
- Se connecte à votre PC ou tablette via WiFi



- Résolution Photo et vidéo de 1,3M pixel (1280x1024).
- Distance de transmission wifi jusqu'à 5m.
- Consommation maximum 2,5W
- 10 à 30 images secondes