



DL 100

Le DermLite DL100, est le premier choix pour un dermatoscope de poche sans huile d'immersion. Détecter rapidement les mélanomes malins et autre problème de pigmentation.

- *S'utilise sans huile d'immersion.*
- *Grâce a sa technologie de lumière diode et une batterie au lithium longue durée il permet de mesurer une moyenne de 1200 lésions par batterie.*
- *La batterie au lithium est trouvable dans le commerce.*
- *Reconnaissez clairement en quelque secondes les mélanomes ou les changements de la peau.*
- *Excellente correction de couleur.*
- *Distorsion de l'image réduite.*

- **Lumière blanche polarisée croisée**
- **8 diodes blanches LED**
- **Grossissement x 10**
- **Diamètre de la lentille 15mm**
- **Dermatoscope de poche, maniable très léger (99g)**

