

Delta® 20 T

Le DELTA 20 T offre une optique de précision sans égale ainsi que la possibilité, à l'aide de la fonction « Toggle » (bascule), de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé sans perdre de temps à échanger les embouts de contact



Le système optique achromatique de haute qualité fournit des images haute résolution parfaitement nettes. Le système de mise au point permet d'atteindre un grossissement de 10 à 16 fois pour une vision détaillée de toutes les structures, même les plus petites.

Fonction «Toggle» (bascule) pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé. Passage confortable de la vision polarisée à la vision non polarisée par un simple appui sur un bouton. Pas besoin de changer d'embout de contact.

- **LED en HQ – La nouvelle référence en matière d'éclairage à LED produit une lumière claire et parfaitement homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic plus précis. Température de couleur de 5000 K**
- **Gestion thermique des LED – les systèmes d'éclairage à LED nécessitent une gestion thermique efficace pour garantir une performance constante et la stabilité du produit. La technologie de support à LED très moderne évacue parfaitement la chaleur des LED grâce à une conception optimisée en matériaux très performants. Elle garantit ainsi une intensité lumineuse constante et performante pendant toute la durée de vie jusqu'à 50 000 heures.**

