




Ceinture ECG - TAPUZ

Dispositif d'électrodes pour ECG, constitués de silicone extra souple.

Pose rapide, simple, et adaptée à toutes les morphologies de patients.

Le système est munie d'électrodes précordiales semblables aux V1-V6, ce qui permet de grosses économies car il n'y a pas besoin d'acheter des électrodes à usage unique!



Câble patient ECG Cardiofax / Nihon Kohden (K081)



Nihon Kohden original

Terminaisons fiches bananes 4mm

Pour les ECG Nihon-Kohden

Code couleur sur les fiches bananes avec ressort de contact (IEC)



Câble patient ECG Cardiofax / Nihon Kohden (K082)

Nihon Kohden original

Terminaisons pinces/clips pour électrodes jetables et boutons pression

Pour les ECG Nihon-Kohden

Code couleur sur les pinces et pressions

