



System d'électrodes à aspiration automatique (DT100)

- *Systeme électrodes automatique DT100 à régulation électronique*
- *Pompe à vide contrôlée par microprocesseur*
- *Capteur à pression à régulation automatique*
- *Minimisation des artéfacts*
- *Aspiration continue et régulée*
- *Contrôle de l'aspiration par télécommande à électrodes*
- *Avec protection pour défibrillation*
- *Fixation sur table ou chariot pour ECG*
- *Statif sur roulettes en option*
- *Fonctionnement avec batterie en option*

