



FreeStyle Precision NEO

Lecteur de glycémie simple et fiable qui ne dérange pas lors de la piqure (seulement 0.6µL nécessaire) de la marque Abbott qui produit les lecteurs et les électrodes de glycémie ce qui assure une qualité supérieure de l'appareil.

- Électrodes FreeStyle Precision
- Test de glycémie et de cétonémie
- Ecran à haut contraste
- Extra léger
- Design moderne
- Petit échantillon nécessaire (0.6µL)
- Résultat en 5 secondes
- Pas de calibration
- Electrodes individuelle
- Compatible avec le logiciel PC gratuit FreeStyle Auto-Assist

Écran semi-tactile (Technologie ebooks).
Fonctionnalités: Enregistrement des doses d'insuline, support titration de l'insuline basale, indicateurs de tendances (Hypo & Hyper), calculateur de bolus
Moyenne des glycémies 7, 14 & 30 jours
Durée du test : 5 sec.
Arrêt automatique après 1 minute
Type de pile: 2x CR2032 (~3000 test)

FreeStyle

