



Duolys[®]

Confort

- Dossier central électrique
- Sellerie grande largeur 73cm
- Mouvements électriques doux
- Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
- Étriers intégrés
- Connexion de 2 commandes supplémentaires possible

Accessibilité

- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Compatible avec un lève-malade



Capacité / Capacity



200 kg

Hygiène

- Système Block'n'Roll exclusif (option)
- Sellerie d'assise amovible étanche et sans couture
- Revêtement avec protection antibactérienne
- 2 supports rouleau de papier
- Bac amovible en plastique sur rails
- Toutes les parties exposées sont accessibles au nettoyage

Sécurité

- Stabilité éprouvée de la table
- Proclive / Déclive
- Sellerie non-feu M1
- Capacité 200kg
- Patins de réglage sous piètement

