



# ELITE

## Confort

- 2 moteurs électriques (3 sur certains modèles)
- Dossier avec vérin à gaz
- Inclinaison d'assise relevable par vérin électrique
- 2 densités de mousses
- Ancrage bilatéraux pour colposcope
- Commande au pied (commande programmable en option)

## Sécurité

- Capacité de 200kg
- Possibilité de déclive à 20°
- Borne d'équipotentialité

## Hygiène

- Sellerie anatomique sans couture
- Dossier amovible
- Assise amovible étanche
- Structure inox époxy sous assise
- Carters ABS sous assise et dossier
- Support rouleau intégré
- Bac ABS stérilisable
- Bac coulissant et amovible
- Roulettes à frein (en option)

## Accessibilité

- Hauteur variable électrique de 54 à 94cm
- Possibilité de surélever le bassin jusqu'à une hauteur de 115cm
- Décrochement de la base pour s'approcher du patient
- Possibilité de multiplier les types d'examen (général, urologie, rectoscopie)
- 3 modèles pour s'adapter à toutes les pratiques (étriers, goeppel, urologie)



Capacité / Capacity



200 kg



94 cm max

Hauteur variable  
Variable height

54 cm mini