



ELANSA

Confort

- 1 moteur électrique
- Dossier réglable par vérin à gaz
- Ancrage bilatéraux pour colposcope
- Mouvement combiné de l'élévation et du dossier
- Commande au pied (commande programmable en option)



Hygiène

- Sellerie anatomique sans couture monobloc
- Sellerie amovible
- Structure inox époxy sous assise
- Carters ABS sur la base
- Support rouleau papier
- Bac ABS stérilisable
- Bac coulissant et amovible
- Coussin d'assise étanche
- Roulettes à freins (option)

Sécurité

- Capacité de 170kg
- Position d'urgence 11°
- Borne d'équipotentialité

Accessibilité

- Hauteur variable électrique de 46 à 106cm
- Décrochement de la base pour s'approcher du patient
- Possibilité de pratiquer un examen général (coussin en accessoire)
- 3 modèles pour s'adapter à toutes les pratiques (Etriers, Goeppe, Repose-pieds)



Capacité / Capacity

