



Laryngoscope en polycarbonate à fibre optique avec lames jetables

Set complet avec coffret

inclus:

Une poignée en polycarbonate avec set de lames en polycarbonate avec fibre optique en acrylique. Inclus piles et ampoule. Lames incluses: Mac Intosh n°2, 3, 4 et Miller n°0, 1, 2.

Set de lames disponibles:

Lame Mac Intosh n°2 (114mm)

Lame Mac Intosh n°3 (133mm)

Lame Mac Intosh n°4 (163mm)

Lame Miller n°0 (longueur 78mm)

Lame Miller n°1 (longueur 100mm)

Lame Miller n°2 (longueur 130mm)

Lame Miller n°3 (longueur 172mm)

