


Aspirateur de mucosités Askir 30

**Aspirateur de mucosités électrique
Askir 30 compact et facilement transportable**

- Aspirateur de mucosités électrique
- Conçu pour les aspirations des voies nasales, trachéales et buccales chez l'adulte et l'enfant
- Adapté à une utilisation sur patient trachéotomisé, en cas d'opération mini-invasive et de soins postopératoires
- Bocal autoclavable en polycarbonate
- Coque ABS facilement lavable
- Compatible avec tout type de sonde et de connexion
- Bouton de régulation du flux et du vacuomètre



Spécifications techniques

- Fréquence de 50Hz
- Puissance absorbée de 230VA
- Aspiration maximal de -0.70 bar
- Flux maximal d'aspiration de 30L/min
- Dimensions: 37 x 22 x 21cm

Fourni avec

- 1x Filtre antibactérien
- 1x Régulateur d'aspiration
- 1x Flacon
- 4x Supports antidérapants
- 1x Sonde d'aspiration
- Tubes, connecteurs.

Aspirateur Tracheo Aspiret

New Aspiret est un appareil d'aspiration électrique pour l'aspiration de liquides corporels, pour l'aspiration buccale, nasale et trachéale chez les adultes ou les enfants.

Convient aux patients trachéotomisés pour une application chirurgicale mineure et pour thérapie postopératoire dans les soins à domicile



Spécifications de l'appareil du New Aspiret:

Boîtier externe en plastique, 1 bouteille en polycarbonate de 1 litre autoclavable.

Tube en silicone 6x10mm.

Filtre antibactérien et connecteur pour sonde

Couvercle et sécurité anti-débordement

Capacité de 15L/min, aspiration jusqu'à -0.75bar

Fonctionne uniquement sur 230V – 50Hz