

Porte-Ampoules

ANTI-CHOC !



En plastique dur.

Petit format 21 x 13 x 5 cm pour 42 ampoules.

Alvéoles en mousse, extérieur en similicuir.

Poids: 260gr

Couleur du simili: Noir, Bordeaux ou Brun

Etui porte-ampoules

Avec fermeture éclair.

60 boucles élastique pour ampoules de 1-10 cc.

Revêtement intérieur lavable.

En cuir véritable, traité anti-rayures: noir, bordeaux ou brun. (300gr)

Toile Poly-mousse, très résistante: bleu, rouge, noir. (210gr)



Tablette en Mousse

Tablette en mousse recevant 37 ampoules assorties.

Avec volet transparent et boutons pression pour maintenir les ampoules en position.

Poids: 130 g

