



Porte sérum en inox très robuste

- Ensemble coulissant **en tube rond d'acier inoxydable** (tige inamovible)
- Crochets bélier en **acier inoxydable** poli brillant
- Piètement **5 branches** en aluminium poli brillant
Diam: 490mm
- Les tiges sont fabriquées **en inox de qualité supérieure** (AISI 304) pour une plus grande longévité. De plus, un **dispositif d'anti-infiltration** empêche la pénétration de liquides
- Tronc \varnothing 25mm permettant la fixation d'accessoires
- Roulettes double galets \varnothing 50mm avec bandage souple
- Hauteur variable de 147 à 217 cm



Porte sérum standard

- Base 5 branches en PVC
- Tige aluminium
- Hauteur ajustable de 160 à 220 cm



**image non-contractuelle*