

Spirobank II Smart BLE

(Bluetooth Low Energy)

Micro-spiromètre autonome

Écran rétro-éclairé haute résolution

Aperçu des courbes et résultats à l'écran

Analyse immédiate des données

Comparaison PRE et POST Bronchodilatateur

Interprétation du test de Spirométrie

Capteur de température intégré pour la conversion BTPS.

Mémoire allant jusqu'à 10 000 tests de Spirométrie (transfert USB)

Batterie Rechargeable longue durée.

Indicateur d'état de santé à feu tricolore pour une interprétation immédiate du test.



Disponible sur
App Store



Bluetooth®



iPad



iPhone



Paramètres mesurés:

CVF, VEMS, VEMS/CVF, VEMS/ CV, DEP, DEM25, DEM50, DEM75, DEM25-75, DEM75-85, Age des poumons, Extrap. Volume, TEF, Temps du DEM, VEM0.5, VEM0.5/ CVF, VEM0.75, VEM0.75/CVF, VEM2, VEM2/CVF, VEM3, VEM3/ CVF, VEM6, VEM1/ VEM6, CVIF, VIMS, VIMS/CVIF, DIP, DIM25, DIM50, DIM75, DEM50/DIM50, CV, CVI, CI, VRE, VRI, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, VVM (mesuré), VVM (calculé)

Software PC WinspiroPRO®

Logiciel intuitif et efficace, qui est livré avec le Spirobank® pour un diagnostic complet (en français)

Spécifications Spirobank II Smart

Mémorisation de 10.000 tests

Connexion Bluetooth à un iPad

Connexion directe au port USB de votre PC

Capteur de température interne pour conversion automatique du BTPS

Ecran haute résolution graphique

Identification du patient par nom ou code d'identification

Les 3 meilleurs test sont automatiquement sauvegardés

Livré avec logiciel WinspiroPRO (en français)

Exportation des résultats de test également par e-mail (données et graphiques)

Livré avec:

- CD winspiro PRO PC software
- 1 turbine réutilisable
- Batterie rechargeable
- 1 câble USB
- 1 noseclip
- 1 sonde adulte réutilisable oxymétrie (uniquement si option oxymétrie)
- 1 pochette de transport
- 1 CD avec manuel multilingue