



Echelle lumineuse à éclairage global

Fournie avec 1 test au choix (Monoyer, Armaignac, Landolt, chiffres ou Pigassou)

Dimensions du coffre: 270 x 120 x 777 mm

Option: écran Dalton (vert et rouge)



Echelle lumineuse à éclairage télécommandé

Modèle à 4 ou 10 cases et cadran
Fournie avec 1 test au choix (Monoyer, Armaignac, Landolt, chiffres ou Pigassou)

Dimensions du coffre: 270 x 120 x 777 mm

Option: écran Dalton (vert et rouge)



Echelle lumineuse à tests interchangeables

Éclairage *télécommandé ligne par ligne*
Fournie avec 2 tests au choix (Monoyer, Armaignac, Landolt, chiffres ou Pigassou)

Dimensions du coffre: 270 x 120 x 777 mm

Option: écran Dalton (vert et rouge)

