

# TANITA

## DC-360 S(P) – Analyseur de composition corporelle par impédance bioélectrique portable avec imprimante intégrée

Poids jusqu'à 270Kg (par 100gr)

2 Fréquences 6.25-50kHz – Connexion USB – Grande portée

Lecture facile des résultats et analyse de mesures.

Options: logiciel GMON Pro, adaptateur Bluetooth.

Mesures:

Weight

Body Fat %

Total Body Water %

Muscle Mass

Physique Rating

Bone Mineral Mass

Basal Metabolic Rate

Metabolic Age

Body Mass Index

Visceral Fat



En option : Kit colonne pour le DC-360S