

LAMPES FRONTALES

Lampe frontale autonome Bistos

Éclairage Led 15 000 Lux à 25cm
Autonomie batterie 4 heures
Batterie Li-Ions
Ampoule : durée de vie 50 000 H
Orientable
Poids 223 gr



Lampe frontale LED Welch Allyn.

Très légère et confortable
Le focus est variable
Elle fonctionne sur batteries rechargeables Lithium-Ion
Son poids est de 113 gr
Lumière blanche avec technologie LED



WelchAllyn®

Une lumière vive et blanche à un prix abordable !

Lampe frontale LED Solid State Procedure Headlight

Une fois de plus, Welch Allyn est à la fine pointe de la technologie de l'éclairage. Notre nouvelle lampe frontale LED pour les examens et les soins fournit une lumière froide, vive et blanche.

Quand vous avez besoin d'un éclairage avec une bonne définition, mais sans la chaleur des lampes halogènes classiques, vous pouvez compter sur notre nouvelle lampe frontale LED. Elles est d'une qualité et d'une fiabilité inégalées



WelchAllyn®

Légère

Ne pesant que 170 gr, c'est l'une des lampes frontales les plus confortables sur le marché.

Tissus en couleurs vraies

Avec une température de couleur de 5 500 degrés Kelvin, la lampe fournit une lumière vive, blanche et sans ombres, qui permet à l'utilisateur de voir les caractéristiques des tissus sans aucune distorsion.


Longue durée de vie utile

La source à diode électroluminescente a une durée de vie estimative pouvant atteindre 10 000 heures.

Alimentation directe

Bloc d'alimentation portable en option

Ce système portable à piles rechargeables se porte à la ceinture, la lampe offre alors une grande souplesse d'utilisation



MEDILOR
Your Medical Partner