

# LAMPE LOUPE

## DERUNG RING LED

- Lampe RING LED®
- Les LED garantissent une grande durée de vie
- Protection des yeux : sans éblouissement et sans distorsion
- Travail sans perturbations : grâce à son poids minimal, la loupe reste toujours en position
- Elle peut s'installer partout : possibilités de fixation individuelles
- Toujours prête à fonctionner : un contact avec un doigt suffit pour l'allumer ou l'éteindre
- Forme compacte : pratique et peu encombrante
- Champ visuel :  $\varnothing$  72 mm pour une vision sans distorsion
- La tête fermée de la lampe permet un nettoyage simple et rapide



### RING LED mobile sur piétement à roue

## DERUNG OPTILUX (NOUVEAU)

- Gradable continu
- 3,5 dioptries pour un grossissement quasi doublé
- bras équilibrés : positionnement aisé et précis
- 48 LED Premium
- puissante : 6.000 lx pour seulement 14 W de consommation
- large champ visuel :  $\varnothing$  153 mm pour une vision sans distorsion

OPTILUX a tout d'une lampe à loupe moderne : une loupe robuste offrant un grossissement de x 1.9, des modules LED les plus récents, des articulations de bras ergonomiques éprouvées et une manipulation intuitive. Le grand plus d'OPTILUX est son grand champ éclairé de qualité lumière du jour, les caractéristiques de rendu des couleurs exceptionnelles et une longue durée de vie sans entretien.

Homologuée comme produit médical, elle a de multiples applications : en dermatologie, dans les hôpitaux et cabinets médicaux, ....

### OPTILUX mobile sur piétement à roue

