

seca

SECA 206 – Mètre déroulant mécanique

*Montage mural simple grâce à une vis unique.
Lecture aisée dans la fenêtre placé au-dessus de l'appuie-tête.
Mètre métallique pour une grande longévité*

*Plage de mesure 0-220cm
Graduation par 1mm
Dimensions: 125 x 125 x 173 mm
Poids: 202gr
Montage mural*



seca

SECA 220 – Toise télescopique pour pèse-personne à colonne Seca

Permet une lecture commode de la taille à hauteur des yeux même pour les personnes de petite taille.

*Plage de mesure 60-220cm
Graduation par 1mm
Dimensions: 55 x 1480 x 286 mm
Poids: 696gr
Montage sur balance à colonne SECA: 701, 704, 709, 711, 712 et 799*

