



SECA 213– stadiomètre mobile

Le stadiomètre seca 213 convient parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou de jeunes lors d'examens médicaux scolaires, pour l'utilisation par le personnel soignant itinérant, mais aussi pour les cabinets médicaux et les services hospitaliers pédiatriques .

- *La toise du stadiomètre seca 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations.*
- *Destiné à être mis en place en toute sécurité quelque soit l'emplacement choisi, parce que sa grande plaque de base lui confère une grande stabilité.*
- *Le grand appuie-tête facilite largement le réglage. Les cadrans fixés sur les cotés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis jusqu'à une taille corporelle de 205 cm*
- *Facile d'utilisation, non seulement parce que la toise se démonte en un tour de main, mais aussi grâce à la poignée qui rend le stadiomètre très maniable et permet de l'emporter partout avec soi.*

- *Plage de mesure 20 – 205 cm*
- *Graduation par 1mm*
- *Dimension : 337 x 2165 x 590mm*
- *Poids : 2,4 Kg*
- *Montage au sol*
- *Sacoche de transport Seca 412 en option*

