

SECA 222– Toise télescopique mécanique

Toise télescopique mécanique à grande plage de mesure

- *Large curseur*
- *Butée de talon*
- *La construction télescopique permet une lecture commode du résultat de la mesure*
- *A partir d'une valeur de 130.5cm, la taille est lue au niveau d'un repère placé à cette hauteur*
- *Par sécurité, le curseur peut être rabattu lorsque la toise n'est pas utilisée*

- *Plage de mesure 6 – 230 cm*
- *Graduation par 1mm*
- *Dimension : 308 x 2320 x 286mm*
- *Poids : 1,1 Kg*
- *Montage au sol ou mural*

