



SECA 210 – Toise-matelas pour nourrissons et enfants en bas âge

- *Agréable au toucher*
- *Facilement lavable*
- *La solution portable et peu encombrante pour la mesure simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants en bas âge en position couchée*
- *Avec son appuie-tête fixe*
- *Appuie-pieds qui coulisse facilement*
- *Rangement très pratique, ne prend pas beaucoup de place.*

- *Plage de mesure 10-99cm*
- *Graduation par 5mm*
- *Dimension : 1250 x 140 x 300mm*
- *Poids : 575g*
- *Montage: Mesure couchée*

