

Moniteur « Compact 5 »

Moniteur Compact avec écran 7" et résolution de 800 x 600 pixels

Caractéristiques :

- Ecran 7"
- Résolution de 800 x 600 pixels
- Mesure NIBP, ECG, Pouls, Respiration, SpO2, Température (option)
- Analyse du segment ST
- Onde ECG 1 piste
- Alarme pour tous les paramètres
- Transportable, pèse environ 4,5 kg
- En standard : batterie, imprimante thermique, câble ECG, Capteur SPO2, Brassard NIPB adulte, papier thermique, 10 électrodes.
- L 238 x H 175 x P 155 mm



medical **ECONET**
GERMANY



Montage mural avec panier ou mobile stand en option

 **MEDILOR**
Your Medical Partner