



Hill-Rom®

H3+

Léger et petit, ne pèse que 28g

Permet l'enregistrement de 3-canaux avec détection de pacemaker

Affichage en plein écran du tracé ECG durant l'enregistrement

Jusqu'à 48h d'enregistrement avec une pile AAA

Transfert rapide des données via câble USB jusqu'au programme Burdick Vision Express



BURDICK® VISION™ EXPRESS HOLTER ANALYSIS SYSTEM

Logiciel d'analyse des données récoltées par le H3+

Simple d'utilisation, fonctionnement en 3 étapes:

1 – Récupération: Les données du patient sont facilement reprise du H3+

2 – Analyse: Fonction scan automatique qui permet d'afficher les informations technique nécessaire à une analyse claire

3 – Rapport: Création d'un rapport détaillé personnalisable. (Envoi électronique d'un rapport au format XML ou PDF)

